

## Αυτόματος σαρωτής θερμοκρασίας υπέρυθρων, για γρήγορη εξέταση, χωρίς καμία Επαφή.

Ο Αυτόματος σαρωτής θερμοκρασίας είναι ειδικά σχεδιασμένος για να βοηθήσει στην μάχη ενάντια στον COVID-19 και άλλες λοιμώξεις. Το θερμόμετρο μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή σε ένα τρίποδο, σε μια θέση όπου όταν ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εισέρχονται σε ένα χώρο να είναι δυνατόν να λαμβάνονται πολλαπλές μετρήσεις θερμοκρασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. **Ιδανικά κατάλληλο για είσοδο σε σχολεία, κτίρια γραφείων, καταστήματα λιανικής, γυμναστήρια κ.λπ. εκμηδενίζοντας έτσι την ανάγκη, ένα μέλος του προσωπικού να προσεγγίζει τους επισκέπτες.**



### Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- Αυτόματη μέτρηση θερμοκρασίας · Υψηλή ακρίβεια και γρήγορος χρόνος απόκρισης
- Εύκολο / Εύχρηστο και ασφαλές · Μεγάλη απόσταση μέτρησης
- Εξοικονόμηση ενέργειας · Alarm υψηλής θερμοκρασίας
- Τροφοδοσία καλωδίου USB · Μεγάλη οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας
- Κρεμαστό γάντζο ή αυτοκόλλητο · Διαθέσιμο τρίποδο \*
- Συνδέεται με υπολογιστή για απομακρυσμένη αποθήκευση ανάγνωσης και μέτρησης



### Προδιαγραφές προϊόντος:

**Υπέρυθρη σειρά:** LCD οθόνη +32 ως +43° C

PC οθόνη: 0 ως +50° C (μόνο επιφάνεια)

**Χρόνος απόκρισης:** 0,5 δευτερόλεπτα

**Απόσταση μέτρησης:** 5cm έως 10cm

**Ακρίβεια:** +/- 0,2 ° C (μεταξύ +34 & + 43 ° C

**Θερμοκρασία λειτουργίας:** +10 έως + 40 ° C (συνιστάται +15 έως + 35 ° C)

**Μέτρηση χωρητικότητας:** 999

**Ειδοποίηση (Alarm):** Κανονικό: 1 μπιπ + πράσινο φως που αναβοσβήνει

Υψηλή (Hi) > 37,5 ° C: 3 μπιπ + κόκκινο φως που αναβοσβήνει

**Μέτρηση:** Αυτόματη μέτρηση χωρίς επαφή

**Οθόνη:** Ψηφιακή οθόνη

**Πηγή ισχύος:** Σύνδεση USB

**Συμβατή μπαταρία:** Κατάλληλο για χρήση με μπαταρία λιθίου 18650\*

**Μέση διάρκεια φόρτισης μπαταρίας:** Περίπου μία εβδομάδα

**Μέθοδοι εγκατάστασης:** Γάντζος, κόλλα διπλής όψης ή τρίποδο \*

**Καθαρό βάρος:** 263 **Μεικτό βάρος:** 400g

**Διαστάσεις προϊόντος:** 171mm x 115mm x 140mm

**Σημείωση:** Δεν πρόκειται για ιατρική συσκευή και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς. Συνιστούμε τη χρήση ιατρικού θερμόμετρου σώματος για επιβεβαίωση των μετρήσεων υψηλής θερμοκρασίας

\* Τρίποδο και επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό - ισχύουν επιπλέον χρεώσεις